

Fiche d'utilisation

Lugiglance

Bibliothèques
de Trois-Rivières





La Lugiglance transforme le fauteuil roulant manuel en équipement de glisse. Utilisable sur toutes les patinoires, intérieures comme extérieures.

Son usage nécessite la présence d'une personne accompagnatrice, qui guide et propulse la personne par les poignées arrière du fauteuil.

Description de la Lugiglance

- S'adapte aux fauteuils roulants avec un écart entre les roues de 20 à 26 pouces;
- Pèse 17 lbs et supporte jusqu'à 287 lbs;
- N'a pas de frein. Il est donc nécessaire de bloquer ou stabiliser le fauteuil par une tierce personne lors du transfert du fauteuil sur la luge.



Comment installer le fauteuil sur la Lugiglance?

1. Ajustez les butées selon le diamètre des roues en desserrant les molettes;
2. Resserrez les molettes;
3. Réglez l'écartement des rails selon la largeur des roues du fauteuil en dévissant les boulons en-dessous de la luge;
4. Resserrez les boulons;
5. Faites rouler le fauteuil sur la luge jusqu'à ce que les roues arrière soient bien positionnées dans les butées;
6. Actionnez les freins du fauteuil;
7. Passez la sangle de sécurité autour du cadre du fauteuil et tirez fermement pour solidariser l'ensemble.

Capacités physique requises

La Lugiglace est accessible à toutes et tous, sans aptitude physique spécifique de la personne utilisatrice. L'unique condition réside dans la capacité de la personne accompagnatrice à installer le fauteuil sur le dispositif.

Membres inférieurs

- Mobilité complète
- Mobilité partielle
- Absence de mobilité

Tronc

- Mobilité complète
- Mobilité partielle
- Absence de mobilité

Membres supérieurs

- Mobilité complète
- Mobilité partielle
- Absence de mobilité



Conseils et sécurité

- Vérifiez que le fauteuil soit installé correctement sur la Lugiglace avant de la balade;
- Soyez vigilante et vigilant lors de son utilisation. La Lugiglace ne prévient pas les chutes;
- Portez idéalement un casque de protection.

Une sortie en plein air réussie

Se préparer adéquatement

- Portez des vêtements appropriés pour faire face aux conditions hivernales;
- Gardez toujours sur vous un moyen de communiquer avec les secours au besoin (téléphone chargé, sifflet ou lampe de poche).
- Prévoyez de l'eau et des collations, même pour une sortie de courte durée.

S'informer judicieusement

- Consultez les prévisions météorologiques et l'état des sentiers locaux;
- Estimez la durée de votre parcours pour éviter d'être surpris et surpris par la tombée de la nuit.

S'entourer adéquatement

- Soyez accompagné en tout temps;
- Choisissez un itinéraire adapté à la condition physique de votre personne accompagnatrice;
- Évitez de surestimer vos forces pour une expérience sans risque.

Température extrême

Certaines formes de handicap, comme l'immobilisation d'un membre, peuvent affecter la régulation naturelle de la température corporelle.

Ces facteurs demandent une vigilance accrue pour prévenir les risques de santé, car le froid peut entraîner des complications qu'il faut surveiller :

- Hypothermie;
- Gelures et lésions cutanées;
- Les membres immobilisés sont plus vulnérables, car la perception du froid peut y être diminuée;
- Épuisement causé par une baisse de la force physique liée à l'énergie dépensée par le corps pour se réchauffer.

Adoptez les bonnes précautions

Pour garantir une expérience sécuritaire et agréable, voici les mesures à privilégier :

- Vérifiez régulièrement la température de la peau et la coloration des membres immobilisés;
- Privilégiez des séances plus courtes pour limiter l'exposition prolongée au froid.